


Beemoo·CARE

Wearable Flow Electric Breast Pump



IMPORTANT!

READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.

Model: Wearable Flow Electric
Breast Pump (055FF)

VIKTIGT!

LÄS NOGA OCH BEHÅLL
FÖR FRAMTIDA REFERENS.
Modell: Wearable Flow Elektrisk
Bröstpump (055FF)

ADVARSEL!

LES NØYE OG BEHOLD
FOR FREMTIDIG
REFERANSE.

Modell: Wearable Flow
Elektrisk Brystpumpe (055FF)

ADVARSEL!

LÆS OMHYGGELIGT
OG GEM TIL
FREMTIDIG
REFERENCE.

Model: Wearable Flow
Elektrisk Brystpumpe
(055FF)

TÄRKEÄÄ!

LUE OHJEET
HUOLELLISESTI JA
SÄILYTÄ NE TULEVAA
TARVETTA VARTEN.

Malli: Wearable Flow
Sähköinen Rintapumppu
(055FF)

WARNING

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING Do not use this product without reading the instructions for use first.

WARNING Keep the pump and its components out of reach of children – small parts may cause choking and strangulation.

WARNING Do not share the breast pump with others – risk of cross-contamination.

WARNING Do not expose the pump motor to water or other liquids – risk of electric shock.

WARNING Ensure that collected milk does not come into contact with non-sterile surfaces.

- This product is a personal item - do not share.
- Clean and sterilize all parts that come into contact with your breast and breast milk, and inspect for damage before every use.
- Use only the supplied power adapter or charger. Using other equipment may result in electric shock or fire hazard.
- Do not store wet or damp parts, as mold may develop.
- Never pump for longer than the recommended duration – risk of tissue damage.
- Do not store the equipment in direct sunlight or near heat sources.
- Store breast milk according to food safety guidelines – improper handling may pose health risks.
- Only use parts recommended by the manufacturer.
- DO NOT use the product if any part is broken, damaged or missing. Contact Jollyroom AB for replacement parts and instructional literature if needed. DO NOT substitute parts.

BATTERY SAFETY

- Do not disassemble the battery.
- Do not hit, crush, or throw the battery into fire.
- Do not expose the battery to high temperatures.
- Stop using the product if the battery is swollen.
- Do not attempt to replace the battery yourself. It contains flammable and hazardous materials that can cause injury, fire, or explosion.
- Do not insert metal objects into the battery or puncture it.
- Do not charge the battery for longer than necessary.
- Turn off the product before removing the battery.
- The battery must be removed before discarding the product.
- Only authorized service providers may replace the lithium battery. Using the wrong type may cause an explosion.
- Dispose of used batteries according to local environmental regulations.


NOTE! When powered by the built-in battery, the LED screen shows a static battery icon. When connected to the charger and turned off, the LED screen will show a dynamic battery charging animation.

NOTE! When the device is operating and the power adapter is connected, it uses power from the adapter. If the power adapter is disconnected, the device will automatically switch to the built-in battery for power.

NOTE! When the battery is too low, the device will automatically stop working and display a warning to protect the battery. When the battery is fully charged, charging will automatically stop to prevent battery damage.



PARTS



Note: please check that the parts are complete before using.






- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Dust cover x2 | 7. Through joint x2 |
| 2. Silicone diaphragm x2 | 8. Charging cable x1 |
| 3. Silicone cylinder x2 | 9. Pump motor x1 |
| 4. 210ml cup body x2 | 10. Bra adjustment buckle x2 |
| 5. Linkers x2 | 11. Flexible pipe x2 |
| 6. Valve x2 | |

CONTROL PANEL



NOTE! This product has a built-in lithium battery. When the battery indicator flashes, we recommend that you use a certified 5V 1A adapter to charge the pump motor as soon as possible.


CONTROL INSTRUCTIONS

- Pumping mode: the  light is on. Pumping mode has 12 intensity levels.
- Express mode: the  light is on. Express mode has 3 intensity levels.
- Massage mode: the  light is on. Massage mode has 10 intensity levels.
- Stimulation mode: the  light is on. Stimulation mode has 15 intensity levels.
- Switch modes by pressing the  button.


NOTE! Fully charge the breast pump before first use. When fully charged, the battery indicator will show a full grid.

ASSEMBLY


NOTE! Before assembling, disinfect and sterilize all components of the pump and thoroughly wash your hands.




1. Insert the silicone cylinder into the linker and install the valve.




2. Insert the assembled silicone cylinder, linker and valve into the cup body.




3. Insert the silicone speaker onto the cup body to ensure sealing.



4. Insert the dust cover onto the silicone speaker on the cup body.



5. Insert the straight end of the hose into the cup body connector.



6. Insert the straight ends of the hoses into the cylinder head. Make sure the hose aligns with the correct hole position to ensure a secure fit without air leaks.

PUMPING INSTRUCTIONS

NOTE! Wash your hands thoroughly and make sure your breasts are clean.

NOTE! The machine has a memory function. When you turn it on again, the machine will automatically enter the stimulate mode and record the suction levels of each mode.

NOTE! The breast pump will automatically stop after 30 minutes of work.

1. Gently hold the breast, attach the trumpet cover and make sure that your breast is centered, and the massage nursing pad forms a seal against it.
2. Press the on/off button. The pump will start automatically in stimulation mode. Press "+" or "-" to select the massage strength. When milk begins to flow, press the mode button to switch to express mode, then choose the most comfortable suction strength and frequency for pumping.
3. After finishing pumping, turn off the breast pump and carefully remove the main body from the pump.
6. Unplug the main engine component.

SITTING POSITION FOR SUCTION

Relax the body, sit in a comfortable chair and lean slightly forward (use cushion to support back). Make sure to keep the breast pump and milk collector upright.





POURING THE MILK

Keep the breast upright and remove the pump motor from pump body carefully. To pour milk into the bottle, make sure the gap of the milk collector against the bottle mouth.

STORING THE MILK

Store the breast milk in clean and sterilized storage bottle, and put it in the fridge immediately.

NOTE! Only store the collected breast milk in a sterilized breast pump.

NOTE! Do not freeze the milk repeatedly.

NOTE! Do not mix fresh breast milk with frozen breast milk.

DEFROSTING FROZEN MILK

To defrost frozen breast milk, place it in the refrigerator overnight. If you need to use it quickly, you can defrost the milk by placing the bottle upright in a bowl of warm water.

Alternatively, you may use a bottle warmer to heat the milk more quickly.

NOTE! Always ensure the bottle remains upright during warming, and never boil, use a microwave or overheat the milk, as this will cause nutrient loss.

NOTE! Do not refreeze thawed breast milk. Do not mix fresh breast milk with thawed milk.

TROUBLE SHOOTING

1. Lack of or no suction

Cause	Solution
Check whether the valve is correctly installed and not damaged.	Reinstall or change the valve.
Ensure the silicone diaphragm and petal pads are securely attached to the main body of the milk suction device to maintain a proper seal.	Reinstall or change the diaphragm.
Check whether the connection between silicone diaphragm and pump motor is tight.	Tighten all connections.

2. Can not turn on or charge

Cause	Solution
Check whether the output of charger meets the requirements and whether the charger is plugged in properly.	Use the right charger and make sure it is properly plugged in.
The lithium battery has been exhausted.	Charge the pump once low in battery.

3. Milk backflow

Cause	Solution
Diaphragm is not installed properly or is damaged.	Immediately stop pumping and switch off the pump, clean it. Do not use it until you reset the diaphragm or replace with a new.

4. Breast pain when pumping

Cause	Solution
Pain may be caused by excessive force.	Convert the pump to massage mode to create stimulation, and then convert to breast milk mode. Consult a health specialist if problems do not resolve.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Name	Wearable Flow Electric Breast Pump	Expression Frequency	30-50/min
Model No	O55FF	Expression Power	150-270/mmHg
Power Input	5V1A	Massage Power	75-195/mmHg
Battery Capacity	1000mAh	Shut Time	30min
Battery Voltage	3.7V	Noise Limit	≤60dB
Charging Time	2h-3h	Usage Time	1.5h-2h

CARE AND MAINTENANCE

- Clean and disinfect all parts that come into contact with breast milk before and after each use.
- Do not put the motor or power cord in water. Wipe them with a clean, damp cloth only.
- Rinse the valve and suction part gently.
- The suction cup and valve are made of silicone and will wear out over time. Replace when needed.
- Follow the correct order when taking apart or putting the pump back together.
- You may place the bottle, silicone breast shield, valve, and other removable parts in a sterilizer for cleaning.



- Avoid frequent high-temperature sterilization – this can cause them to age or lose shape, which may affect suction. Sterilize no more than 5 minutes each time.
- Do not sterilize the motor or power cord.
- Damaged parts can reduce suction and prevent proper milk expression.
- Do not heat or sterilize the linker in a microwave.

VARNING

VIKTIGT! LÄS NOGA OCH FÖRVARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

VARNING Använd inte denna produkt utan att först läsa bruksanvisningen.

VARNING Förvara pumpen och dess komponenter utom räckhåll för barn - små delar kan orsaka kvävning och strypning.

VARNING Dela inte bröstpumpen med andra - risk för korskontaminering.

VARNING Utsätt inte pumpmotorn för vatten eller andra vätskor - risk för elektriska stötar.

VARNING Se till att uppsamlad mjölk inte kommer i kontakt med icke-sterila ytor.

- Denna produkt är personlig - dela inte med dig av den.
- Rengör och sterilisera alla delar som kommer i kontakt med bröst och bröstmjölk och kontrollera att de inte är skadade före varje användningstillfälle.
- Använd endast den medföljande nätadaptern eller laddaren. Om du använder annan utrustning kan det leda till elektriska stötar eller brandrisk.
- Förvara inte delar våta eller fuktiga, då mögel kan bildas.
- Pumpa aldrig längre än den rekommenderade tiden - risk för vävnadsskada.
- Förvara inte utrustningen i direkt solljus eller i närheten av värmekällor.
- Förvara bröstmjölk i enlighet med riktlinjerna för livsmedelssäkerhet - felaktig hantering kan innebära hälsorisker.
- Använd endast delar som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd INTE produkten om någon del är trasig, skadad eller saknas. Kontakta Jollyroom AB för reservdelar och instruktionslitteratur om det behövs. Byt INTE ut delar.

BATTERISÄKERHET

- Ta inte isär batteriet.
- Batteriet får inte slås, krossas eller kastas i eld.
- Utsätt inte batteriet för höga temperaturer.
- Sluta använda produkten om batteriet är svullet.
- Försök inte att byta ut batteriet själv. Det innehåller brandfarliga och farliga ämnen som kan orsaka personskador, brand eller explosion.
- För inte in metallföremål i batteriet och punktera det inte.
- Ladda inte batteriet längre än nödvändigt.
- Stäng av produkten innan du tar ut batteriet.
- Batteriet måste tas ur innan produkten kasseras.
- Endast auktoriserad servicepersonal får byta ut litiumbatteriet. Om fel typ används kan det orsaka en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med lokala miljöbestämmelser.


Obs! När enheten drivs av det inbyggda batteriet visar LED-skärmen en statisk batteriikon. När den är ansluten till laddaren och avstängd visas en dynamisk batteriladdningsanimation på LED-skärmen.

Obs! När enheten är i drift och nätadaptern är ansluten, använder den ström från adaptern. Om nätadaptern kopplas bort, växlar enheten automatiskt över till det inbyggda batteriet för strömförsörjning.

Obs! När batteriet är för lågt stannar enheten automatiskt och visar en varning för att skydda batteriet. När batteriet är fulladdat avslutas laddningen automatiskt för att förhindra batteriskada.



DELAR



Note: please check that the parts are complete before using.






- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dammskydd x2 | 7. Genom fog x2 |
| 2. Silikonmembran x2 | 8. Laddningskabel x1 |
| 3. Cylinder av silikon x2 | 9. Pumpmotor x1 |
| 4. 210ml kopp kropp x2 | 10. Spänne för justering av bygel x2 |
| 5. Länkar x2 | 11. Flexibelt rör x2 |
| 6. Ventil x2 | |

KONTROLLPANEL



OBS! Denna produkt har ett inbyggt litiumbatteri. När batteriindikatorn blinkar rekommenderar vi att du använder en certifierad 5V 1A-adapter för att ladda pumpmotorn så snart som möjligt.


INSTRUKTIONER FÖR STYRNING

- Pumpläge: lampaan  är tänd. Pumpläget har 12 intensitetsnivåer.
- Express-läge: lampan  är tänd. Expressläget har 3 intensitetsnivåer.
- Massageläge: lampan  är tänd. Massageläget har 10 intensitetsnivåer.
- Stimuleringsläge: lampan  är tänd. Stimuleringsläget har 15 intensitetsnivåer.
- Byt läge genom att trycka på  knappen.


OBS! Ladda bröstpumpen helt innan den används första gången. När den är fulladdad visar batteriindikatorn ett fullt rutnät.

SAMMANSÄTTNING


OBS! Före montering ska du desinficera och sterilisera alla pumpens komponenter och tvätta händerna noggrant.




1. För in silikoncylindern i länken och montera ventilen.




2. För in den monterade silikoncylindern, länkaren och ventilen i koppkroppen.




3. För in silikonhögtalaren på koppkroppen för att säkerställa tätning.



4. Sätt på dammskyddet på silikonhögtalaren på koppens kropp.



5. För in den raka änden av slangens i koppens anslutning.



6. För in slangarnas raka ändar i topplocket. Se till att slangens ligger i linje med rätt hålposition för att säkerställa en säker passform utan luftläckage.

PUMPINSTRUKTIONER

OBS! Tvätta händerna noga och se till att bröstet är rena.

OBS! Maskinen har en minnesfunktion. När du slår på den igen kommer maskinen automatiskt att gå in i stimuleringsläget och registrera sugnivåerna för varje läge.

OBS! Bröstpumpen stannar automatiskt efter 30 minuters arbete.

1. Håll försiktigt i bröstet, sätt på trumpetskyddet och se till att bröstet är centrerat och att massageunderlägget sluter tätt mot det.
2. Tryck på på/av-knappen. Pumpen startar automatiskt i stimuleringsläge. Tryck på "+" eller "-" för att välja massagestyrka. När mjölken börjar rinna ut trycker du på lägesknappen för att växla till utpumpningsläge och väljer sedan den sugstyrka och pumpfrekvens som passar dig bäst.
3. När du har pumpat klart stänger du av bröstpumpen och tar försiktigt bort huvuddelen från pumpen.
6. Koppla ur huvudmotorkomponenten.

SITTANDE POSITION FÖR SUGNING

Slappna av i kroppen, sätt dig i en bekväm stol och luta dig något framåt (använd en kudde som stöd för ryggen). Se till att hålla bröstpumpen och mjölksamlaren upprätt.



HÄLLER UPP MJÖLKEN

Håll bröstet upprätt och ta försiktigt bort pumpmotorn från pumpkroppen. För att hälla mjölk i flaskan ska du se till att mjölkuppsamlarens öppning ligger an mot flaskans mynning.

FÖRVARING AV MJÖLK

Förvara bröstmjölken i en ren och steriliserad flaska och ställ in den i kylan omedelbart.

OBS! Förvara endast den uppsamlade bröstmjölken i en steriliserad bröstpump.

OBS! Frys inte mjölken upprepade gånger.

OBS! Blanda inte färsk bröstmjölk med fryst bröstmjölk.

AVFROSTNING AV FRYST MJÖLK

För att tina upp fryst bröstmjölk, lägg den i kylskåpet över natten. Om du behöver använda den snabbt kan du tina upp mjölken genom att placera flaskan upprätt i en skål med varmt vatten. Alternativt kan du använda en flaskvärmare för att värma upp mjölken snabbare.

OBS! Se alltid till att flaskan står upprätt under uppvärmningen och koka aldrig, använd aldrig mikrovågsugn eller överhett mjölken, eftersom det kan leda till näringsförlust.

OBS! Återfrys inte upptinad bröstmjölk. Blanda inte färsk bröstmjölk med upptinad mjölk.

FELSÖKNING

1. Bristande eller inget sug

Orsak	Lösning
Kontrollera att ventilen är korrekt installerad och inte är skadad.	Installera om eller byt ut ventilen.
Se till att silikonmembranet och kronbladen är ordentligt fastsatta på mjölksugens huvuddel för att upprätthålla en korrekt tätning.	Installera om eller byt ut membranet.
Kontrollera att anslutningen mellan silikonmembranet och pumpmotorn är tät.	Dra åt alla anslutningar.

2. Kan inte slås på eller laddas

Orsak	Lösning
Kontrollera att laddarens utmatning uppfyller kraven och att laddaren är korrekt ansluten.	Använd rätt laddare och se till att den är ordentligt ansluten.
Litiumbatteriet är urladdat.	Ladda pumpen när batterinivån är låg.

3. Återflöde av mjölk

Orsak	Lösning
Membranet är inte korrekt installerat eller är skadat.	Avbryt omedelbart pumpningen, stäng av pumpen och rengör den. Använd den inte förrän du har återställt membranet eller bytt ut det mot ett nytt.

4. Bröstsmärta vid pumpning

Orsak	Lösning
Smärta kan orsakas av överdriven kraft.	Ställ om pumpen till massageläge för att skapa stimulans, och ställ sedan om till bröstmjölksläge. Kontakta en specialist om problemen inte går att lösa.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Namn	Bärbar Flow Electric Bröstpump	Uttrycksfrekvens	30-50/min
Modell nr	O55FF	Uttryckskraft	150-270/mmHg
Strömförsörjning	5V1A	Massage Power	75-195/mmHg
Batteriets kapacitet	1000mAh	Avstängningstid	30min
Batteriets spänning	3.7V	Gränsvärde för buller	≤60dB
Laddningstid	2h-3h	Användningstid	1.5h-2h

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Rengör och desinficera alla delar som kommer i kontakt med bröstmjök före och efter varje användningstillfälle.
- Lägg inte motorn eller nätsladden i vatten. Torka endast av dem med en ren, fuktig trasa.
- Skölj ventilen och sugdelen försiktigt.
- Sugkoppen och ventilen är tillverkade av silikon och kommer att slitas ut med tiden. Byt ut dem när det behövs.
- Följ rätt ordning när pumpen tas isär eller sätts ihop igen.
- Du kan placera flaskan, silikonbröstskyddet, ventilen och andra löstagbara delar i en sterilisator för rengöring.

- Undvik frekvent sterilisering vid hög temperatur - det kan leda till att de åldras eller förlorar formen, vilket kan påverka sugförmågan. Sterilisera inte mer än 5 minuter varje gång.
- Sterilisera inte motorn eller nätsladden.
- Skadade delar kan minska sugförmågan och förhindra korrekt mjölkutdrivning.
- Värm eller sterilisera inte länken i mikrovågsugn.

ADVARSEL

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.

ADVARSEL Ikke bruk dette produktet uten å lese bruksanvisningen først.

ADVARSEL Oppbevar pumpen og dens komponenter utilgjengelig for barn - små deler kan forårsake kvelning og kvelning.

ADVARSEL Ikke del brystpumpen med andre - fare for krysskontaminering.

ADVARSEL Ikke utsett pumpemotoren for vann eller andre væsker - fare for elektrisk støt.

ADVARSEL Sørg for at oppsamlet melk ikke kommer i kontakt med ikke-sterile overflater.

- Dette produktet er en personlig gjenstand - ikke del med andre.
- Rengjør og steriliser alle deler som kommer i kontakt med bryst og morsmelk, og kontroller at de ikke er skadet før hver bruk.
- Bruk kun den medfølgende strømadapteren eller laderen. Bruk av annet utstyr kan føre til elektrisk støt eller brannfare.
- Ikke oppbevar våte eller fuktige deler, da det kan oppstå mugg.
- Pump aldri lenger enn anbefalt varighet - fare for vevsskade.
- Ikke oppbevar utstyret i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder.
- Oppbevar morsmelk i henhold til retningslinjene for mattrygghet - feil håndtering kan utgjøre en helserisiko.
- Bruk kun deler som er anbefalt av produsenten.
- IKKE bruk produktet hvis noen del er ødelagt, skadet eller mangler. Kontakt Jollyroom AB for å få reservedeler og instruksjonsmateriell om nødvendig. IKKE bytt ut deler.

BATTERISIKKERHET

- Ikke demonter batteriet.
- Ikke slå, knus eller kast batteriet i ild.
- Ikke utsett batteriet for høye temperaturer.
- Slutt å bruke produktet hvis batteriet er hovent.
- Ikke prøv å skifte ut batteriet selv. Det inneholder brennbare og farlige materialer som kan forårsake personskade, brann eller eksplosjon.
- Ikke stikk metallgjenstander inn i batteriet eller punkter det.
- Ikke lad batteriet lenger enn nødvendig.
- Slå av produktet før du tar ut batteriet.
- Batteriet må tas ut før produktet kastes.
- Litiumbatteriet kan bare skiftes ut av autoriserte serviceleverandører. Bruk av feil type kan føre til eksplosjon.
- Kasser brukte batterier i henhold til lokale miljøforskrifter.

MERK! Når enheten drives av det innebygde batteriet, viser LED-skjermen et statisk batteriikon. Når den er koblet til laderen og slått av, vil LED-skjermen vise en dynamisk batteriladeanimasjon.


MERK! Når enheten er i bruk og strømadapteren er tilkoblet, bruker den strøm fra adapteren. Hvis strømadapteren kobles fra, vil enheten automatisk bytte til det innebygde batteriet for strømforsyning.

MERK! Når batterinivået er for lavt, vil enheten automatisk stoppe å fungere og vise en advarsel for å beskytte batteriet. Når batteriet er fulladet, vil ladingen automatisk stoppe for å forhindre batteriskade.



NO


PARTS



Note: please check that the parts are complete before using.






- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Støvomslag x2 | 7. Gjennomstrømmingsledd x2 |
| 2. Silikonmembran x2 | 8. Ladekabel x1 |
| 3. Sylindere av silikon x2 | 9. Pumpemotor x1 |
| 4. 210 ml begerhus x2 | 10. BH-justeringspenne x2 |
| 5. Koblinger x2 | 11. Fleksibelt rør x2 |
| 6. Ventil x2 | |

KONTROLLPANEL



MERK! Dette produktet har et innebygd litiumbatteri. Når batteriindikatoren blinker, anbefaler vi at du bruker en sertifisert 5V 1A-adapter til å lade pumpemotoren så snart som mulig.

KONTROLLINSTRUKSJONER


- Pumpemodus: lyset  er på. Pumpemodus har 12 intensitetsnivåer.
- Ekspresmodus: lyset  er på. Express-modus har 3 intensitetsnivåer.
- Massasjemodus: lyset  er på. Massasjemodus har 10 intensitetsnivåer.
- Stimuleringsmodus: lyset  er på. Stimuleringsmodus har 15 intensitetsnivåer.
- Bytt modus ved å trykke på  knappen.

MERK! Lad brystpumpen helt opp før første gangs bruk. Når batteriet er fulladet, vil batteriindikatoren vise et fullt rutenett.


NO

MONTERING


MERK! Før du monterer pumpen, må du desinfisere og sterilisere alle pumpens komponenter og vaske hendene grundig.




1. Sett silikonsylindren inn i koblingsstykket og monter ventilen.




2. Sett den monterte silikonsylindren, koblingen og ventilen inn i kopphuset.




3. Sett silikönhøytteren på koppens kropp for å sikre tetting.



4. Sett støvdekelet på silikönhøytteren på koppens kropp.



5. Sett den rette enden av slangen inn i koppens kroppskontakt.



6. Sett de rette endene av slangene inn i topplokket. Pass på at slangen er på linje med riktig hullposisjon for å sikre at den sitter godt uten luftlekkasjer.

PUMPEINSTRUKSJONER

OBS! Vask hendene grundig og sørg for at brystene er rene.

MERK! Maskinen har en minnefunksjon. Når du slår den på igjen, vil maskinen automatisk gå inn i stimuleringsmodus og registrere sugestyrken i hver modus.

MERK! Brystpumpen stopper automatisk etter 30 minutters arbeid.

1. Hold forsiktig i brystet, sett på trompetdekselet og sørg for at brystet er sentrert, og at massasjeputen danner en tetning mot det.

2. Trykk på av/på-knappen. Pumpen starter automatisk i stimuleringsmodus. Trykk på "+" eller "-" for å velge massasjestyrke. Når melken begynner å renne, trykker du på modusknappen for å bytte til utpumpingsmodus, og velger deretter den mest behagelige sugestyrken og pumpefrekvensen.

3. Når du er ferdig med pumpingen, slår du av brystpumpen og fjerner forsiktig hoveddelen fra pumpen.

6. Koble fra motorens hovedkomponent.

SITTENDE STILLING FOR SUGING

Slapp av i kroppen, sett deg i en behagelig stol og len deg litt fremover (bruk en pute til å støtte ryggen). Sørg for å holde brystpumpen og melkesamleren oppreist.



HELLE MELKEN

Hold brystet oppreist og fjern pumpemotoren forsiktig fra pumpehuset. Når du skal helle melk i flasken, må du sørge for at åpningen på melkeoppsamleren ligger an mot flaskemunnen.

LAGRING AV MELK

Oppbevar morsmelken i en ren og sterilisert flaske, og sett den i kjøleskapet med en gang.

OBS! Oppbevar kun oppsamlet morsmelk i en sterilisert brystpumpe.

MERK! Ikke frys melken gjentatte ganger.

MERK! Ikke bland fersk morsmelk med frossen morsmelk.

TINING AV FROSSEN MELK

For å tine frossen morsmelk, legg den i kjøleskapet over natten.

Hvis du trenger å bruke den raskt, kan du tine melken ved å plassere flasken oppreist i en bolle med varmt vann.

Alternativt kan du bruke en flaskevarmer for å varme opp melken raskere.

MERK! Sørg alltid for at flasken står oppreist under oppvarmingen, og melk må aldri kokes, brukes i mikrobølgeovn eller overopphetes, da dette vil føre til tap av næringsstoffer.

MERK! Ikke frys ned tint morsmelk på nytt. Ikke bland fersk morsmelk med tint melk.

FEILSØKING

1. Manglende eller intet sug

Årsak	Løsning
Kontroller at ventilen er riktig montert og ikke er skadet.	Installer eller bytt ventilen på nytt.
Sørg for at silikonmembranen og kronbladputene er godt festet til melkesugerens hoveddel for å opprettholde en god forsegling.	Installer eller bytt membranen på nytt.
Kontroller om forbindelsen mellom silikonmembranen og pumpemotoren er tett.	Stram alle tilkoblinger.

2. Kan ikke slå seg på eller lade

Årsak	Løsning
Kontroller at laderens utgangseffekt oppfyller kravene og at laderen er riktig tilkoblet.	Bruk riktig lader, og sørg for at den er ordentlig koblet til.
Litiumbatteriet er utladet.	Lad pumpen når batterinivået er lavt.

3. Tilbakestrømning av melk

Årsak	Løsning
Membranen er ikke riktig installert eller er skadet.	Stopp pumpingen umiddelbart, slå av pumpen og rengjør den. Ikke bruk den før du har tilbakestillt membranen eller byttet den ut med en ny.

4. Breast pain when pumping

Årsak	Løsning
Smerte kan være forårsaket av overdreven kraft.	Sett pumpen i massasjemodus for å skape stimulering, og sett den deretter i morsmelkmodus. Rådfør deg med en helsespesialist hvis problemene ikke løser seg.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Navn	Bærbar Flow elektrisk Brystpumpe	Uttrykksfrekvens	30-50/min
Modell nr.	O55FF	Uttrykkskraft	150-270/mmHg
Strømtilførsel	5V1A	Massasje Power	75-195/mmHg
Batterikapasitet	1000mAh	Stengetid	30min
Batterispennning	3.7V	Støygrense	≤60dB
Ladetid	2h-3h	Brukstid	1.5h-2h

STELL OG VEDLIKEHOLD

- Rengjør og desinfiser alle deler som kommer i kontakt med morsmelk før og etter hver bruk.
- Ikke legg motoren eller strømledningen i vann. Tørk dem kun av med en ren, fuktig klut.
- Skyll ventilen og sugedelen forsiktig.
- Sugekoppen og ventilen er laget av silikon og vil slites ut over tid. Skift ut når det er nødvendig.
- Følg riktig rekkefølge når du tar pumpen fra hverandre eller setter den sammen igjen.
- Du kan legge flasken, silikonbrystskjoldet, ventilen og andre avtakbare deler i en sterilisator for rengjøring.

NO

- Unngå hyppig sterilisering ved høy temperatur - dette kan føre til at de eldes eller mister formen, noe som kan påvirke sugingen. Steriliser ikke mer enn 5 minutter hver gang.
- Ikke steriliser motoren eller strømleningen.
- Skadede deler kan redusere sugestyrken og forhindre riktig melkeuttak.
- Ikke varm opp eller steriliser koblingsenheten i mikrobølgeovn.

ADVARSEL

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.

ADVARSEL! Brug ikke dette produkt uden først at have læst brugsanvisningen.

ADVARSEL! Opbevar pumpen og dens dele utilgængeligt for børn, da dele kan forårsage kvælning og strangulering.

ADVARSEL! Del ikke brystpumpen med andre, da der findes risiko for krydskontaminering.

ADVARSEL! Udsæt ikke pumpemotoren for vand eller andre væsker, da det kan forårsage elektrisk stød.

ADVARSEL! Sørg for, at opsamlet mælk ikke kommer i kontakt med ikke-steriliserede overflader.

- Dette produkt er personligt – del det ikke med andre.
- Rengør og steriliser alle dele, der kommer i kontakt med dit bryst og din modermælk, og kontroller dem for skader før hver brug.
- Brug kun den medfølgende strømadapter eller oplader. Brug af andet udstyr kan resultere i elektrisk stød eller brandfare.
- Opbevar ikke våde eller fugtige dele, da der kan dannes mug og skimmel.
- Pump aldrig længere end den anbefalede varighed, da der er risiko for, at vævsskade kan opstå.
- Opbevar ikke udstyret i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder.
- Opbevar modermælken i henhold til retningslinjerne for fødevarer sikkerhed, da forkert håndtering kan udgøre en sundhedsrisiko.
- Brug kun dele, der er anbefalet af producenten.
- Brug IKKE produktet, hvis nogen del er ødelagt, beskadiget eller mangler. Kontakt Jollyroom AB for at få reservedele og instruktionsmateriale, hvis det er nødvendigt. Du må IKKE udskifte dele.

BATTERI-SIKKERHED


- Batteriet må ikke skilles ad.
- Slå ikke på batteriet, knus ikke batteriet, og kast det ikke ind i ild.
- Udsæt ikke batteriet for høje temperaturer.
- Stop med at bruge produktet, hvis batteriet er hævet.
- Forsøg ikke selv at udskifte batteriet. Det indeholder brændbare og farlige materialer, der kan forårsage personskade, brand eller eksplosion.
- Indsæt ikke metalgenstande ind i batteriet, og punkter det ikke.
- Oplad ikke batteriet i længere tid end nødvendigt.
- Sluk for produktet, før batteriet tages ud.
- Batteriet skal tages ud, før produktet bortskaffes.
- Kun autoriserede serviceleverandører må udskifte litiumbatteriet. Brug af den forkerte type batteri kan forårsage en eksplosion.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale miljøregler.

BEMÆRK! Når enheden drives af det indbyggede batteri, viser LED-skærmen et statisk batteriikon. Når enheden er slukket og tilsluttet opladeren, viser LED-skærmen en dynamisk opladningsanimation.

BEMÆRK! Når enheden er i brug, og strømforsyningen er tilsluttet, bruger den strøm fra adapteren. Hvis strømforsyningen afbrydes, skifter enheden automatisk til det indbyggede batteri.

BEMÆRK! Når batteriet er for lavt, stopper enheden automatisk med at fungere og viser en advarsel for at beskytte batteriet. Når batteriet er fuldt opladet, stopper opladningen automatisk for at forhindre beskadigelse af batteriet.


DELE



Note: please check that the parts are complete before using.






- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Støvlåg x 2 | 7. Gennemled x 2 |
| 2. Silikonemembran x 2 | 8. Opladningskabel x 1 |
| 3. Silikonecylinder x 2 | 9. Pumpemotor x 1 |
| 4. 210 ml kop krop x 2 | 10. Spænde til justering af bh x 2 |
| 5. Forbindelsesstykke x 2 | 11. Fleksibelt rør x 2 |
| 6. Ventil x 2 | |

BETJENINGSPANEL



BEMÆRK! Dette produkt har et indbygget litiumbatteri. Når batteriindikatoren blinker, anbefaler vi, at du bruger en certificeret 5V 1A-adapter til at oplade pumpemotoren så hurtigt som muligt.


BETJENINGSVEJLEDNING

- Pumpetilstand: Lyset er  tændt. Pumpetilstanden har 12 intensitetsniveauer.
- Eksprestilstand: Lyset er  tændt. Eksprestilstanden har 3 intensitetsniveauer.
- Massagetilstand: Lyset er  tændt. Massagefunktionen har 10 intensitetsniveauer.
- Stimuleringstilstand: Lyset er  tændt. Stimuleringstilstanden har 15 intensitetsniveauer.
- Skift tilstand ved at trykke på  knappen.


BEMÆRK! Oplad brystpumpen helt før første brug. Når den er fuldt opladet, viser batteriindikatoren et fuldt gitter.

SAMLING


BEMÆRK! Før samling skal alle brystpumpens dele desinficeres og steriliseres, og hænderne skal vaskes grundigt.




1. Indsæt silikonecylindren i forbindelsesstykket, og monter ventilen.




2. Indsæt den samlede silikonecylinder, forbindelsesstykket og ventilen ind i koppen.




3. Sæt silikoneklokken på koppen for at sikre forsegling.



4. Sæt støvlåget på silikoneklokken på koppen.



5. Indsæt den lige ende af slangen ind i koppens tilslutning.



6. Indsæt de lige ender af slangerne ind i topstykket. Sørg for, at slangen flugter med den korrekte hulposition for at sikre en sikker pasform uden luftlækager.

PUMPEINSTRUKTIONER

BEMÆRK! Vask dine hænder grundigt, og sørg for, at dine bryster er rene.

BEMÆRK! Maskinen har en hukommelsesfunktion. Når du tænder for den igen, går maskinen automatisk ind i stimuleringstilstanden og registrerer sugestyrken i hver tilstand.

BEMÆRK! Brystpumpen stopper automatisk efter 30 minutters.

1. Hold forsigtigt om brystet, sæt trompetovertrækket på, og sørg for, at brystet er centreret, samt at massagepuden slutter tæt til.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen. Pumpen starter automatisk i stimuleringstilstand. Tryk på "+" eller "-" for at vælge massagestyrke. Når mælken begynder at løbe, tryk da på knappen for at skifte til tilstanden for udmalkning. Vælg derefter vælge den mest behagelige sugestyrke og pumpefrekvens.
3. Når du er færdig med at pumpe, sluk da for brystpumpen, og fjern forsigtigt hoveddelen fra pumpen.
6. Tag stikket ud af motorens hoveddel.

SIDDENDE STILLING TIL SUGNING

Sæt dig i en behagelig stol, slap af i kroppen og læn dig lidt frem (brug en pude til at støtte ryggen). Sørg for at holde brystpumpen og mælkeopsamlere oprejst.



HÆLD MÆLKEN OP

Hold brystet oprejst, og fjern forsigtigt pumpemotoren fra pumpehuset. Når du hælder mælk i flasken, skal du sørge for, at mellemrummet på mælkeopsamleren er mod flaskens munding.

OPBEVARING AF MÆLK

Opbevar modermælken i en ren, steriliseret flaske, og stil den i køleskabet med det samme.

BEMÆRK! Opbevar kun den opsamlede modermælk i en steriliseret flaske.

BEMÆRK! Frys ikke modermælk gentagne gange.

BEMÆRK! Bland ikke frisk modermælk med frossen modermælk.

OPTØNING AF FROSSEN MÆLK

For at optø frossen modermælk skal den placeres i køleskab natten over.

Hvis mælken skal bruges hurtigt, kan du tømme mælken op ved at stille flasken på højkant i en skål med varmt vand.

Du kan også bruge en flaskevarmer til at opvarme mælken hurtigere.

BEMÆRK! Sørg altid for, at flasken står oprejst under opvarmningen. Kog aldrig, brug aldrig mikrobølgeovn eller overophed aldrig mælken, da det medfører tab af næringsstoffer.

BEMÆRK! Bland ikke frisk modermælk med frossen modermælk.

FEJLFINDING

1. Manglende eller intet sug

Årsag	Løsning
Kontrollér, om ventilen er korrekt installeret eller beskadiget.	Geninstaller eller udskift ventilen.
Sørg for, at silikonemembranen og kronbladspuderne sidder godt fast på mælkesugerens hoveddel for at opretholde en korrekt forsegling.	Geninstaller eller udskift membranen.
Kontrollér, om forbindelsen mellem silikonemembranen og pumpemotoren er tæt.	Stram alle forbindelser.

2. Kan ikke tænde eller oplade

Årsag	Løsning
Kontrollér, om opladerens output opfylder kravene, samt om opladeren er tilsluttet korrekt.	Brug den korrekte oplader, og sørg for, at den er sat ordentligt til.
Litiumbatteriet er opbrugt.	Oplad pumpen, når batteriniveauet er lavt.

3. Tilbageløb af mælk

Årsag	Løsning
<p>Membranen er ikke installeret korrekt eller er beskadiget.</p>	<p>Stop straks med at pumpe. Sluk for pumpen, og rengør den. Brug den ikke, før membranen er nulstillet eller udskiftet med en ny.</p>

4. Breast pain when pumping

Årsag	Løsning
<p>Smerter kan være forårsaget af overdreven kraft.</p>	<p>Sæt pumpen i massagetilstand for at skabe stimulering, og sæt den derefter i tilstanden for udmalkning. Kontakt en sundhedsspecialist, hvis problemerne ikke løser sig.</p>

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Navn	Bærbart Flow elektrisk Brystpumpe	Udtryksfrekvens	30-50/min
Model nr.	O55FF	Udtrykskraft	150-270/mmHg
Strømindgang	5V1A	Massage Power	75-195/mmHg
Batterikapacitet	1000mAh	Slukker efter	30min
Batterispænding	3.7V	Støjgrænse	≤60dB
Opladningstid	2h-3h	Brugstid	1.5h-2h

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør og desinficer alle dele, der kommer i kontakt med modermælk, før og efter hver brug.
- Læg ikke motoren eller ledningen i vand. Tør dem kun af med en ren, fugtig klud.
- Skyl forsigtigt ventilen og sugedelen.
- Sugkoppen og ventilen er lavet af silikone og bliver slidt med tiden. Udskift dem, når det er nødvendigt.
- Følg den korrekte rækkefølge, når du skiller pumpen ad eller sætter den sammen igen.
- Flasken, silikonebrystskjoldet, ventilen og andre aftagelige dele kan placeres i en sterilisator for at rengøre dem.

- Undgå hyppig sterilisering ved høje temperaturer, da dette kan mindske levetiden unødigt eller påvirke formen, og dermed påvirke sugekraften. Steriliser ikke mere end 5 minutter ad gangen.
- Steriliser ikke motoren eller ledningen.
- Beskadigede dele kan reducere sugekraften og forhindre korrekt udmalkning.
- Opvarm eller steriliser ikke forbindelsesstykket i mikrobølgeovn.

VAROITUS

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

VAROITUS Älä käytä tätä tuotetta lukematta ensin käyttöohjeita.

VAROITUS Pidä pumppu ja sen osat poissa lasten ulottuvilta – pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisen ja kuristumisen.

VAROITUS Älä jaa rintapumppua muiden kanssa – ristikontaminaation vaara.

VAROITUS Älä altista pumpun moottoria vedelle tai muille nesteille – sähköiskun vaara.

VAROITUS Varmista, että kerätty maito ei joudu kosketuksiin muiden kuin steriilien pintojen kanssa.

- Tämä tuote on henkilökohtainen – älä jaa sitä.
- Puhdista ja steriloi kaikki osat, jotka joutuvat kosketuksiin rintojen ja äidinmaidon kanssa, ja tarkista ennen jokaista käyttökertaa, ettei pumppu ole vahingoittunut.
- Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta tai laturia. Muiden laitteiden käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
- Älä siirrä märkiä tai kosteita osia säilytykseen, sillä niihin voi muodostua homeita.
- Älä koskaan pumpppaa suositeltua pidempään – kudsvaurioiden vaara.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai lämmönlähteiden lähellä.
- Säilytä rintamaitoa elintarviketurvallisuusohjeiden mukaisesti – vääränlainen käsittely voi aiheuttaa terveystarpeita.
- Käytä vain valmistajan suosittamia osia.
- ÄLÄ käytä tuotetta, jos jokin osa on rikki, vaurioitunut tai puuttuu. Ota tarvittaessa yhteyttä Jollyroom AB:hen varaosien ja ohjekirjallisuuden saamiseksi. ÄLÄ vaihda osia.

AKUN TURVALLISUUS

- Älä pura akkua.
- Älä lyö, murskaa tai heitä akkua tuleen.
- Älä altista akkua korkeille lämpötiloille.
- Lopeta tuotteen käyttö, jos akku on turvonnut.
- Älä yritä vaihtaa akkua itse. Se sisältää syttyviä ja vaarallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisen, tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä työnnä metalliesineitä akun sisään tai puhkaise sitä.
- Älä lataa akkua pidempään kuin on tarpeen.
- Sammuta tuote ennen akun irrottamista.
- Paristo on poistettava ennen tuotteen hävittämistä.
- Vain valtuutetut huoltoliikkeet voivat vaihtaa litiumpariston. Väärän tyyppisen akun käyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Hävitä käytetyt paristot paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.


HUOM! Kun laite toimii sisäänrakennetulla akulla, LED-näyttö näyttää staattisen akun kuvakkeen. Kun laite on kytketty laturiin ja sammutettu, LED-näyttö näyttää dynaamisen akun latausanimaation.

HUOM! Kun laite on käynnissä ja virtasovitin on kytkettynä, laite käyttää virtaa sovittimesta. Jos virtasovitin irrotetaan, laite vaihtaa automaattisesti sisäänrakennettuun akkuun.

HUOM! Kun akun varaus on liian alhainen, laite sammuu automaattisesti ja näyttää varoituksen akun suojaamiseksi. Kun akku on täysin ladattu, lataus keskeytyy automaattisesti akun vaurioitumisen estämiseksi.




OSAT



Note: please check that the parts are complete before using.






- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Pölysuoja x2 | 7. Läpiliitos x2 |
| 2. Silikonikalvo x2 | 8. Latausjohto x1 |
| 3. Silikonisylinteri x2 | 9. Pumpun moottori x1 |
| 4. 210 ml:n säiliöosa x2 | 10. Rintaliivien säätösolki x2 |
| 5. Liittimet x2 | 11. Joustava putki x2 |
| 6. Venttiili x2 | |

OHJAUSPANEELI



HUOM! Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu litiumparisto. Kun akun merkkivalo vilkkuu, suosittelemme, että käytät sertifioitua 5V 1A -sovitinta pumpun moottorin lataamiseen mahdollisimman pian.


KÄYTTÖOHJEET

- Pumppaustila: Valo  palaa. Pumppaustilassa on 12 voimakkuustasoa.
- Express-tila: Valo  palaa. Express-tilassa on 3 voimakkuustasoa.
- Hierontatila: Valo  palaa. Hierontatilassa on 10 voimakkuustasoa.
- Stimulaatiotila: Valo  palaa. Stimulaatiotilassa on 15 voimakkuustasoa.
- Vaihda tilaa painamalla  painiketta.


HUOMAUTUS! Lataa rintapumppu täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kun akku on ladattu täyteen, akun merkkivalo näyttää täyden ruudun.

KOKOAMINEN


HUOMAUTUS! Pese kädet ja desinfioi ja steriloi kaikki pumpun osat huolellisesti ennen kokoamista.




1. Aseta silikonisylinteri liittimeen ja asenna venttiili.




2. Aseta koottu silikonisylinteri, liitin ja venttiili säiliöosaan.




3. Aseta silikonikalvo säiliöosaan varmistaaksesi tiiviyn.



4. Aseta pölysuoja säiliöosan rungossa olevan silikonikalvon päälle.



5. Työnnä letkun suora pää säiliöosan liitäntäosaan.



6. Työnnä letkujen suorat päät sylinterin kanteen. Varmista, että letkut osuvat oikeisiin reikiin, jotta kiinnitys on tiivis eikä ilma pääse vuotamaan.

PUMPPAUSOHJEET

HUOM! Pese kätesi huolellisesti ja varmista, että rintasi ovat puhtaat.

HUOM! Laitteessa on muistitoiminto. Kun käynnistät sen uudelleen, laite siirtyy automaattisesti stimulaatiotilaan ja tallentaa kunkin tilan tehotason.

HUOMAUTUS! Rintapumppu pysähtyy automaattisesti 30 minuutin käytön jälkeen.

1. Pidä rinnasta hellästi kiinni, kiinnitä suppilosuoja ja varmista, että rinta asettuu keskelle ja hierova tyyny on tiiviisti rinnan ympärillä.
2. Paina ON/OFF-painiketta. Pumppu käynnistyy automaattisesti stimulaatiotilaan. Valitse hieronnan voimakkuus painamalla "+" tai "-". Kun maitoa alkaa virrata, siirry pumppaustilaan painamalla tilapainiketta ja valitse sitten mukavin imuvoimakkuus ja pumppaustaajuus.
3. Kun olet lopettanut pumppaamisen, sammuta rintapumppu ja irrota varovasti runko pumpusta.
6. Irrota moottorin pääkomponentti.

ISTUMA-ASENTO PUMPPAUSTA VARTEN

Rentouta kehosi, istu mukavaan tuoliin ja nojaa hieman eteenpäin (käytä tyynyä selän tukena). Varmista, että rintapumppu ja maidonkerääjä pysyvät pystyssä.



MAIDON KAATAMINEN

Pidä rinta pystyssä ja irrota pumpun moottori varovasti pumpun rungosta. Kun haluat kaataa maitoa pulloon, varmista, että maidonkerääjän ja pullonsuun välinen rako on sopiva.

MAIDON VARASTOINTI

Säilytä rintamaito puhtaassa ja sterilisoidussa säilytyspullossa ja laita se välittömästi jääkaappiin.

HUOM! Säilytä kerättyä rintamaitoa vain steriloidussa rintapumpussa.

HUOM! Älä pakasta maitoa toistuvasti.

HUOM! Älä sekoita tuoretta rintamaitoa pakastettuun rintamaitoon.

PAKASTETUN MAIDON SULATTAMINEN

Pakastettu rintamaito sulatetaan jääkaapissa yön yli.

Jos maitoa tarvitaan nopeasti, voit sulattaa sen asettamalla pullon pystyasentoon kulhoon, jossa on lämmintä vettä.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää pullonlämmitintä maidon lämmittämiseksi nopeammin.

HUOM! Varmista aina, että pullo pysyy pystyssä lämmittämisen aikana, äläkä koskaan keitä, käytä mikroaaltouunია tai kuumenna maitoa liikaa, sillä se aiheuttaa ravinteiden menetystä.

HUOM! Älä pakasta sulatettua rintamaitoa. Älä sekoita tuoretta rintamaitoa sulatettuun maitoon.

VIANMÄÄRITYS

1. Imun puute tai puuttuminen

Syy	Ratkaisu
Tarkista, että venttiili on asennettu oikein eikä se ole vaurioitunut.	Asenna venttiili uudelleen tai vaihda se.
Tarkista, että silikonikalvo ja terälehtityyny ovat kunnolla kiinnitettynä rintapumpun runkoon tiiviyden varmistamiseksi.	Asenna kalvo uudelleen tai vaihda se.
Tarkista, että silikonikalvon ja pumpun moottorin välinen liitos on tiivis.	Kiristä kaikki liitännät.

2. Ei voi kytkeä päälle tai ladata

Syy	Ratkaisu
Tarkista, että laturin lähtö täyttää vaatimukset ja että laturi on kytketty oikein.	Käytä oikeaa laturia ja varmista, että se on kunnolla kytketty.
Litiumparisto on tyhjentynyt.	Lataa pumppu, kun akku on tyhjä.

3. Maidon takaisinvirtaus

Syy	Ratkaisu
Kalvoa ei ole asennettu oikein tai se on vaurioitunut.	Lopeta pumppaus välittömästi ja sammuta pumppu ja puhdista se. Älä käytä sitä ennen kuin kalvo toimii asianmukaisesti tai on vaihdettu uuteen.

4. Rintakipu pumppauksen aikana

Syy	Solution
Kipu voi johtua liiallisesta voimasta.	Vaihda hierontatilaan stimulaation aikaansaamiseksi ja sen jälkeen pumppaustilaan. Ota yhteyttä terveydenhuollon asiantuntijaan, jos ongelmat eivät ratkea.

TEKNISET TIEDOT

Nimi	Puettava Flow Electric Rintapumppu	Imurytmin taajuus	30-50/min
Malli nro	O55FF	Imurytmin voimakkuus	150-270/mmHg
Virransyöttö	5V1A	Hieronnan teho	75-195/mmHg
Akun kapasiteetti	1000mAh	Automaattinen sammutus	30min
Akun jännite	3.7V	Melun raja-arvo	≤60dB
Latausaika	2h-3h	Käyttöaika	1.5h-2h

HUOLTO JA YLLÄPITO

- Puhdista ja desinfioi kaikki osat, jotka joutuvat kosketuksiin rintamaidon kanssa, ennen ja jälkeen jokaisen käytön.
- Älä laita moottoria tai virtajohtoa veteen. Pyyhi ne vain puhtaalla, kostealla liinalla.
- Huuhteleventiili ja imuosa varovasti.
- Imukuppi ja venttiili on valmistettu silikonista, ja ne kuluvat ajan myötä. Vaihda tarvittaessa.
- Noudata oikeaa järjestystä, kun purat tai kokoat pumpun takaisin.
- Voit laittaa pullon, silikonirintasuojan, venttiilin ja muut irrotettavat osat sterilointilaitteeseen puhdistusta varten.



- Vältä toistuvaa korkean lämpötilan sterilointia. Tämä voi aiheuttaa osien vanhenemista tai muodon menettämistä, mikä voi vaikuttaa imutehoon. Steriloi enintään 5 minuuttia kerrallaan.
- Älä steriloi moottoria tai virtajohtoa.
- Vaurioituneet osat voivat heikentää imutehoa ja estää maidon asianmukaisen keräämisen.
- Älä kuumenna tai steriloi liitintä mikroaaltouunissa.

Beemoo · CARE



Produced by:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Contact: +46313100000
www.jollyroom.com/contact



Producerad av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: +46313100000
www.jollyroom.com/contact



Produsert av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: +4733509350
www.jollyroom.com/contact



Produceret af:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: 88448888
www.jollyroom.com/contact



Tuottanut:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Asiakaspalvelu: 0942415555
www.jollyroom.com/contact